

# Кассетный автоклав Statim



MADE IN CANADA

- ✓ Надёжный и компактный кассетный стерилизатор S класса для стерилизации стоматологических наконечников, инструментов Lasik, эндоскопических и офтальмологических инструментов.
- ✓ Стерилизация наконечников всего лишь в течении 9 минут (упакованные) и 6 минут (неупакованные) в перерывах между приёмом пациентов, что позволяет повысить эффективность работы и обеспечивает значительную экономию рабочего времени.
- ✓ Кассета является также лотком для асептической транспортировки инструментов. 12 часов инструмент остается стерильным.
- ✓ Четыре программы стерилизации, выбор одним нажатием кнопки. Усовершенствованный микропроцессор контролирует все функции и поддерживает оптимальные условия стерилизации.
- ✓ Автоклавы STATIM прошли тесты и испытания в ведущих медицинских университетах мира (соответствует требованиям стандарта EN13060), имеют Декларацию о соответствии и регистрационное удостоверение Минздрава РФ.

SciCan



**ЭКОНОМЬТЕ  
ВРЕМЯ  
И ДЕНЬГИ**



Группа компаний **ГК «ФАРМГЕОКОМ»**  
+7 (495) 411 5343 доб. 305  
[www.pharmgeocom.ru](http://www.pharmgeocom.ru)  
[www.stompribor.ru](http://www.stompribor.ru)

# Модели кассетных автоклавов Statim



## Statim 2000 S

**Размеры:** 48 x 41.5 x 15 см.

**Размеры кассеты:** 28 x 18 x 3.5 см.

**Объем кассеты:** 2 литра.

**Ёмкость:** 4 литра (дистиллированной воды) приблизительно на 40 циклов.

**Вес без воды:** 21 кг.

**Питание:** 220 В, 60 Гц, 1300 Вт.

## Statim 5000 S

**Размеры:** 55 x 47.5 x 19 см.

**Размеры кассеты:** 38 x 18 x 8 см.

**Объем кассеты:** 5 литров.

**Ёмкость:** 4 литра (дистиллированной воды) приблизительно на 25 циклов.

**Вес без воды:** 33 кг.

**Питание:** 220 В, 60 Гц, 1500 Вт.

Малое время стерилизации обеспечивает быстрое и экстренное автоклавирование. Это наиболее бережное, по сравнению с другими автоклавами, отношение к дорогостоящему оборудованию (инструмент не окисляется, турбинные и эндодонтические наконечники, алмазные боры служат дольше).

- ✓ режим стерилизации неупакованного инструментария - 3,5 минуты, 135°C
- ✓ режим стерилизации упакованного инструментария - 10 минут, 135°C
- ✓ режим бережной стерилизации (резина, пластик) - 15 минут, 121°C,
- ✓ режим максимальной загрузки неупакованного инструмента - 6 минут, 135°C
- ✓ режим сушки и охлаждения - автоматически после каждого цикла

